

**GIMMI**®



**Surgical Instruments**

Hämorrhoidal-Ligatur Set  
Haemorrhoidal-Ligator Set  
Set de ligadura para hemorroides  
Set di legatura per emorroidi



Cat. No. 270

## Hämorrhoidal-Ligatur Set Haemorrhoidal-Ligator Set Set de ligadura para hemorroides Set di legatura per emorroidi

### Hämorrhoidal-Ligator Set für Rubberbandligatur nach Barron bei Hämorrhoiden 2. und 3. Grades.

#### Vorteile des One-Man-Banders

- Möglichkeit einer sicheren Band-Plazierung im unsensiblen Bereich des distalen Rectums. Möglichkeit der "instrumentellen Palpation" mit entsprechender Faßzange.
- Formung eines ausreichend großen "Knotens" (mindestens haselnußkerngroß, sonst falsche Indikationsstellung!).
- Setzen der Ligatur ohne zusätzliche Assistenz.

### Haemorrhoidal-Ligator Set for the Barron method of Elastic Band Ligation on 2nd. and 3rd. grade haemorrhoids.

#### Advantages of the One-Man System

- Enables to place the band safely in the non sensitive area of the distal rectal area, and also allows the instrumental palpation with the respective grasping forceps.
- The forming of a suitable large "knot" (at least hazelnut sized, in order to avoid false indications).
- The placing of the ligation without the need of additional assistance.

### Set de ligadura para hemorroides según método Barron de Ligadura con Banda Elástica en hemorroides de 2° y 3° grado.

#### Ventajas del Sistema One-Man

- Hace posible colocar la cinta elástica de manera segura en el área no sensible del recto distal, y también asegura la palpación con instrumental por las pinzas de agarre utilizadas.
- La formación de un "nudo" suficientemente grande (como mínimo de la medida de una avellana, para evitar indicaciones erróneas)
- Permite la colocación de la ligadura sin la necesidad de ayuda adicional.

### Set di legatura per emorroidi secondo il metodo di Barron con anelli elastici per emorroidi di 2. e 3. grado.

#### Vantaggi del sistema One-Man-Bander

- Permette di collocare l´anello elastico in maniera sicura nell´area non sensibile del retto distale e ne permette la palpazione attraverso strumenti dedicati.
- La chiusura con l´anello forma un "nodo" (almeno della misura di una nocciolina, questa conferma una giusta indicazione)
- Permette la collocazione della legatura senza necessità di personale addizionale.

E.8993.01



R.1402.28

Sterilisier- und Aufbewahrungsdose  
Sterilizing case  
Caja para esterilización  
Cestello per sterilizzazione



R.1402.00

Basis Set bestehend aus: E.1950.42, E.1953.97, E.8993.01, C.8830.19, R.1402.28  
Basic set consists of: E.1950.42, E.1953.97, E.8993.01, C.8830.19, R.1402.28  
Set básico compuesto por: E.1950.42, E.1953.97, E.8993.01, C.8830.19, R.1402.28  
Set di base composto da: E.1950.42, E.1953.97, E.8993.01, C.8830.19, R.1402.28

## Hämorrhoidal-Ligatur Set Haemorrhoidal-Ligator Set Set de ligadura para hemorroides Set di legatura per emorroidi

- E.1950.42**    Rektal Spekulum mit Obturator und Kaltlichtträger  
Rectal specula, with obturator and cold light carrier  
Espéculo rectal, con portador para luz fría  
Specolo rettale con adattatore per cavi a fibre ottiche
- E.1950.40**    Rektal Spekulum ohne Kaltlichtträger  
Rectal specula, without cold light carrier  
Espéculo rectal, sin portador para luz fría  
Specolo rettale senza adattatore per cavi a fibre ottiche
- E.1950.41**    Kaltlichtträger allein  
Cold light carrier only  
Portador para luz fría, suelto  
Adattatore per cavi a fibre ottiche, solo




Norton Morgan

- E.1953.97**    Bänder mit Ladekonus  
Bänder with loading cone  
Instrumental para aplicar anillos de goma, con cono de carga  
Strumento per applicare anelli di gomma, con cono guida



Thomson's One Man

- C.8830.19**    Faßzange, gewinkelt  
Grasping forceps, angled  
Pinza de agarre, angulada  
Pinza per afferrare, curva



RUDD-ALLIS

**Zubehör (optional)**  
**Accessories (optional)**  
**Accesorios (opcional)**  
**Accessori (opzionali)**

- E.8180.35** Kalllichtkabel 180 cm, Ø 3,5 mm Faserbündel  
Fiber Optic Light Cable, 180 cm, fibre bundles Ø 3,5 mm  
Cable de fibra óptica, 180 cm, Ø 3,5 mm  
Cavo a fibre ottiche, 180 cm, Ø 3,5 mm
- S.5115.00** Lichtquelle ALPHA Halogen Light, 150 W  
Light Source ALPHA Halogen Light, 150 W  
Fuente de luz ALPHA Halogen Light, 150 W  
Fonte di luce ALPHA Halogen Light, 150 W
- E.1950.57** Parks Retraktor, kleine Valven, 70 mm lang  
Parks Retractor, small valves, 70 mm long  
Parks Retractor, pequeñas valvas, 70 mm largo  
Parks Retratore, piccole valve, 70 mm largh.
- D.1075.01** Rudd-Allis Gummiring-Entfernungshäkchen  
Rudd-Allis Elastic Band Removing Hook  
Rudd-Allis gancho p/quitar ligadura de goma  
Rudd-Allis uncino per togliere l´anello elastico
- AB.1302.16** Chirurgische Pinzette, 16 cm  
Tissue forceps, 16 cm  
Pinzas de disección con dientes, 16 cm  
Pinza chirurgica, 16 cm
- AA.1327.16** Lexer-Fino Schere, gerade, 16 cm, sp./sp.  
Lexer-Fino scissors, straight, 16 cm, sh./sh.  
Lexer-Fino tijera, recta, 16 cm. aguda/aguda  
Lexer-Fino forbice, retta, 16 cm, acuta/acuta
- KK.1361.12** Williger Löffel, doppelendig, Fig.1  
Williger curette, double-ended, Fig.1  
Williger cucharilla doble, fig. 1  
Williger curetta doppia, fig. 1
- A.8975.04** Parks Schere, rechts gebogen, spitz  
Parks scissors, curved to right, pointed  
Parks tijera, curvada a la derecha, aguda  
Parks forbice, curva a destra, acuta
- A.8975.05** Parks Schere, rechts gebogen, stumpf  
Parks scissors, curved to right, blunt  
Parks tijera, curvada a la derecha, roma  
Parks forbice, curva a destra, smussa
- A.8975.06** Parks Schere, links gebogen, stumpf  
Parks scissors, curved to left, blunt  
Parks tijera, curvada a la izquierda, roma  
Parks forbice, curva a sinistra, smussa
- A.8975.07** Parks Schere, gerade, spitz  
Parks scissors, straight, pointed  
Parks tijera, recta, aguda  
Parks forbice, retta, acuta
- E.7062.60** Townsend Mini, PE Zange durchschneidend, Ringgriff  
Townsend Mini biopsy forceps, cutting edged, ring handles  
Townsend Mini Pinza para biopsia, corte afilado, mango cerrado  
Townsend Mini pinza per biopsia, tagliente, impugnatura ad anelli
- AE.1645.16** Mayo-Hegar TC Nadelhalter, 16 cm  
Mayo-Hegar TC needle holder, 16 cm  
Mayo-Hegar TC porta-agujas, 16 cm  
Mayo-Hegar TC portaghi, 16 cm

**GIMMI® GmbH**

Surgical Instruments  
Endoscopic Technology

Carl-Zeiss-Straße 6  
D-78532 Tuttlingen

Telefon ++ 49 74 61 / 96 590-0  
Telefax ++ 49 74 61 / 96 590-33

email [info@gimmi.de](mailto:info@gimmi.de)  
website [www.gimmi.de](http://www.gimmi.de)